

ELECTRODO DE PH

AK1001 ELECTRODO DE PH PARA LÍQUIDOS

El electrodo de pH AK1001 es un electrodo combinado, ideal para una amplia gama de aplicaciones generales en soluciones acuosas. Dispone de un sensor de temperatura integrado, que permite la compensación automática de la temperatura, facilitando la manipulación y proporcionando mediciones más rápidas y precisas.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Rango de medición:	0 a 14 pH
Temperatura de funcionamiento:	0 a 80 °C
Junction:	Fibra
Electrolito interno:	Ag / AgCl
Conexión:	BNC
Material:	PC (policarbonato)
Dimensiones:	Electrodo: 160 x 13 mm (Ø) Cable: 1m
Peso:	60g

6

meses de garantía contra
defectos de fabricación

(ELECTRODO)