

Estándares de verificación

AK4101

Para Color Max

Este es el kit de los estándares para la verificación de precisión y repetibilidad de los medidores de color de la línea Max. Desarrollado y fabricado por Akso, mediante el uso de una solución acuosa no peligrosa con trazabilidad y un alto nivel de fiabilidad. Se puede reutilizar hasta la fecha de validez.

- Para evitar la contaminación por agentes externos y garantizar la fiabilidad de los resultados, los frascos no deben abrirse nunca.
- Soluciones válidas durante 2 años a partir de la fecha de fabricación.

*Compatible con el medidor Color Max.



Accesorios:

- 1 cubeta con estándares para verificación (0PCU)
- 1 cubeta con estándares para verificación (100PCU)
- 1 cubeta con estándares para verificación (300PCU)
- 1 cubeta con estándares para verificación (500PCU)
- Estuche de plástico para transporte

